

我们的企业文化

以人为本, 追求卓越

我们的价值观

服务客户、贡献团队、全力以赴、
自我批判、创新发展

我们的使命

为实验室服务, 促进科技进步

五洲东方 耗材产品目录

2021

中文版



Keep in Touch

联系我们

OSTC 北京五洲东方科技发展有限公司
Beijing Oriental Science & Technology Development Co., Ltd.

010-82388866
400-011-3699

www.ostc.com.cn

北京市海淀区北四环中路265号



关注公众号



关注微博



公司简介

COMPANY PROFILE



我们的背景

北京五洲东方科技发展有限公司的前身是成立于1988年的北京东方科技公司，是东方科仪控股集团（OSIC HOLDINGS）旗下成员企业。我们的宗旨：引进全球先进产品，提供优良的服务，以促进中国科学技术进步。

公司成立之初，在政府大力支持下成立了“科技用品保税中心”和“化学试剂保税中心”，方便国内广大的客户快速购买科学研究急需的仪器、设备、试剂和消耗品。同时，公司也承担了国家重点实验室的项目采购任务，为国家的科学研究和试验发展体系的建立做出了贡献。

我们的客户

正如中国科学院前任院长周光召为公司的题词“甘愿做中国科技事业的铺路石”一样，五洲东方是“科研、教学与生产之友”。埋头耕耘，必结硕果。

五洲东方服务于国内基础实验室、技术研发实验室、质控实验室，监测实验室的招投标服务，承担国家重点实验室和双一流建设的采购项目，为国家的科学研究和试验发展体系的建立做出了贡献。

客户遍及生物物理研究所，遗传与发育生物学研究所，动物研究所，基因组所，国家空间科学中心等中国科学院研究所；基础医学研究所，药物研究所等中国医学科学院研究所；作物科学研究所，畜牧兽医研究所，生物技术研究所等中国农业科学院研究所；中国疾病预防控制中心及国家疾病预防控制中心，国家质量监督检验检疫总局及国家质量监督检验检疫系统，国家动物疾病预防体系等政府检测机构；清华大学，北京大学，天津大学，中国农业大学、首都医科大学、南开大学，浙江大学，复旦大学，中山大学，华南农业大学，四川大学，重庆大学等高等院校；药明康德、天药、华药、基石药业、恒瑞医药、拜耳、同仁堂、人福药业等国内外知名药企。公司目前是中国医学装备协会的常务理事，北京高等教育学会技术物资研究会的会员。

我们的文化

我们的企业文化

以人为本，追求卓越

我们的价值观

服务客户、贡献团队、全力以赴、自我批判、创新发展

我们的使命

为实验室服务，促进科技进步

公司资质



医疗器械经营许可证



AAA 认证



质量管理体系认证



环境管理体系认证



十万级无菌 净化车间

在实验耗材制造过程中坚持严格的质量把控，在每一道工序上力求完美，自上而下对生产流程精益求精，实现产品价值的最大化。



质量控制管理体系

五洲耗材产品质量符合国际ISO13485认证标准，从定性原料到生产过程直至最终产品，每个生产过程都遵循严格的质量控制协议。

Contents 目录



移液吸头

一次性微量吸头
自动化吸头

P01



PCR 系列

PCR 单管 八联管
96 孔板 酶标板

P06



离心管系列

常规离心管
微量离心管

P08



细胞培养系列

细胞培养板
细胞培养皿
细胞培养瓶

P10



血清移液管

P12



细胞冻存管

P13



冷冻盒

P14



管架子

P15



细胞推杆

P17




接种环

P18




吸管

P19



深孔板 & 磁棒套

P20



附表 1

吸头匹配表


P21



附表 2




PCR 适配表

P24



移液吸头

|| 一次性微量吸头



五洲东方移液吸头采用高品质医用进口聚丙烯（PP）制作而成，表面经过特殊工艺处理，具有超强疏水性，确保准确吸液。疏水滤芯可对气溶胶形成一道屏障，消除样品与移液器的交叉污染。

- 匹配大多数品牌的单通道和多通道移液器
- 多种规格可选：10µl、200µl、1000µl、1250µl 等
- 有带滤芯和无滤芯两种选择
- 无 DNase/RNase，无热源，无内毒素
- -80°C ~121°C耐温范围，高温高压后不变形，透明度高
- 表面无硅烷化、无核酸、无 PCR 抑制剂

10µl:

目录号	产品描述	包装规格	单位
CPT 2 010 010	袋装, 基本款, 无色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
CPT 2 051 010	盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 010 010	低吸附, 袋装, 基本款, 无色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
HPT 2 051 010	低吸附, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
CPT 2 110 010	滤芯, 袋装, 无色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
CPT 2 151 010	滤芯, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 151 010	滤芯, 低吸附, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱

10µl 加长款:

目录号	产品描述	包装规格	单位
CPT 2 030 010	袋装, 基本款, 无色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
CPT 2 071 010	盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 030 010	低吸附, 袋装, 无色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
HPT 2 071 010	低吸附, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
CPT 2 130 010	滤芯, 袋装, 无色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
CPT 2 171 010	滤芯, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 171 010	滤芯, 低吸附, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱

200µl:

目录号	产品描述	包装规格	单位
CPT 2 010 200	袋装, 基本款, 黄色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
CPT 2 051 200	盒装, 灭菌, 黄色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 010 200	低吸附, 袋装, 无色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
HPT 2 051 200	低吸附, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
CPT 2 110 200-1	滤芯, 袋装, 黄色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
CPT 2 151 200-1	滤芯, 盒装, 灭菌, 黄色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 151 150	滤芯, 低吸附, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱

200µl 加长型:

目录号	产品名称	包装规格	单位
CPT 2 030 350	袋装, 基本款, 无色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
CPT 2 071 200	盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 030 200	低吸附, 袋装, 无色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
HPT 2 071 200	低吸附, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
CPT 2 110 300	滤芯, 袋装, 无色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
CPT 2 151 300	滤芯, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 151 300	滤芯, 低吸附, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱

200µl 加粗型:

目录号	产品描述	包装规格	单位
CPT 2 040 200	袋装, 基本款, 无色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
CPT 2 081 200	盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 040 200	低吸附, 袋装, 无色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
HPT 2 081 200	低吸附, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
CPT 2 110 200	滤芯, 袋装, 无色	1000 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
CPT 2 151 200	滤芯, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 151 200	滤芯, 低吸附, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱

1000μl:

目录号	产品描述	包装规格	单位
CPT 2 010 000	袋装, 基本款, 蓝色	1000 支 / 包, 5 包 / 箱	箱
CPT 2 051 000	盒装, 灭菌, 蓝色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 010 000	低吸附, 袋装, 无色	1000 支 / 包, 5 包 / 箱	箱
HPT 2 051 000	低吸附, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
CPT 2 110 000	滤芯, 袋装, 蓝色	1000 支 / 包, 5 包 / 箱	箱
CPT 2 151 000-2	滤芯, 盒装, 灭菌, 蓝色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 151 000	滤芯, 低吸附, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱


1250μl:

目录号	产品描述	包装规格	单位
CPT 2 010 125	袋装, 基本款, 蓝色	1000 支 / 包, 5 包 / 箱	箱
CPT 2 051 125	盒装, 灭菌, 蓝色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 010 125	低吸附, 袋装, 无色	1000 支 / 包, 5 包 / 箱	箱
HPT 2 051 125	低吸附, 盒装, 灭菌, 无色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
CPT 2 110 125-2	滤芯, 袋装, 蓝色	1000 支 / 包, 5 包 / 箱	箱
CPT 2 151 125-2	滤芯, 盒装, 灭菌, 蓝色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
HPT 2 151 125	滤芯, 低吸附, 盒装, 灭菌	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱

其他滤芯吸头:

目录号	产品描述	包装规格	单位
CPT 2 151 020-1	20μl, 滤芯, 盒装, 灭菌, 黄色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
CPT 2 151 050-1	50μl, 滤芯, 盒装, 灭菌, 黄色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱
CPT 2 151 100-1	100μl, 滤芯, 盒装, 灭菌, 黄色	96 支 / 盒, 50 盒 / 箱	箱

自动化吸头



五洲东方自动化吸头采用高品质医用进口聚丙烯 (PP) 制作而成, 表面经过特殊工艺处理, 具有超强疏水性, 确保准确吸液。疏水滤芯可对气溶胶形成一道屏障, 消除样品与移液器的交叉污染。

- 匹配 Tecan, Hamilton, Beckman 等工作站
- 有黑色导电和透明两种规格选择
- 多种规格可选: 50μl、200μl、300μl、1000μl 等
- 无 DNase/RNase, 无 DNA, 无 PCR 抑制剂
- 有带滤芯和无滤芯两种选择
- 灭菌规格无热源质

Tecan 自动化吸头:

目录号	产品描述	包装规格	单位
EPT 5 050 050T	Tecan, 50μl 盒装黑色导电吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
EPT 5 150 050T	Tecan, 50μl 盒装黑色导电滤芯吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
EPT 5 051 050T	Tecan, 50μl 灭菌盒装黑色导电吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
EPT 5 151 050T	Tecan, 50μl 灭菌盒装黑色导电滤芯吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
EPT 5 050 200T	Tecan, 200μl 盒装黑色导电吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
EPT 5 150 200T	Tecan, 200μl 盒装黑色导电滤芯吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
EPT 5 051 200T	Tecan, 200μl 灭菌盒装黑色导电吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
EPT 5 151 200T	Tecan, 200μl 灭菌盒装黑色导电滤芯吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
EPT 5 050 000T	Tecan, 1000μl 盒装黑色导电吸头	96 支 / 盒, 16 盒 / 箱	箱
EPT 5 150 000T	Tecan, 1000μl 盒装黑色导电滤芯吸头	96 支 / 盒, 16 盒 / 箱	箱
EPT 5 051 000T	Tecan, 1000μl 灭菌盒装黑色导电吸头	96 支 / 盒, 16 盒 / 箱	箱
EPT 5 151 000T	Tecan, 1000μl 灭菌盒装黑色导电滤芯吸头	96 支 / 盒, 16 盒 / 箱	箱
APT 5 050 050T	Tecan, 50μl 盒装透明吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
APT 5 150 050T	Tecan, 50μl 盒装透明滤芯吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
APT 5 051 050T	Tecan, 50μl 灭菌盒装透明吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
APT 5 151 050T	Tecan, 50μl 灭菌盒装透明滤芯吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
APT 5 050 200T	Tecan, 200μl 盒装透明吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
APT 5 150 200T	Tecan, 200μl 盒装透明滤芯吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
APT 5 051 200T	Tecan, 200μl 灭菌盒装透明吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
APT 5 151 200T	Tecan, 200μl 灭菌盒装透明滤芯吸头	96 支 / 盒, 24 盒 / 箱	箱
APT 5 050 000T	Tecan, 1000μl 盒装透明吸头	96 支 / 盒, 16 盒 / 箱	箱
APT 5 150 000T	Tecan, 1000μl 盒装透明滤芯吸头	96 支 / 盒, 16 盒 / 箱	箱
APT 5 051 000T	Tecan, 1000μl 灭菌盒装透明吸头	96 支 / 盒, 16 盒 / 箱	箱
APT 5 151 000T	Tecan, 1000μl 灭菌盒装透明滤芯吸头	96 支 / 盒, 16 盒 / 箱	箱

Tecan-MCA 自动化吸头:

目录号	产品描述	包装规格	单位
APT 5 050 200TM	Tecan-MCA, 50µl 盒装透明吸头	96支/盒, 50盒/箱	箱
APT 5 150 200TM	Tecan-MCA, 50µl 盒装透明滤芯吸头	96支/盒, 50盒/箱	箱
APT 5 051 200TM	Tecan-MCA, 50µl 灭菌盒装透明吸头	96支/盒, 50盒/箱	箱
APT 5 151 200TM	Tecan-MCA, 50µl 灭菌盒装透明滤芯吸头	96支/盒, 50盒/箱	箱
EPT 5 050 200TM	Tecan-MCA, 200µl 盒装透明吸头	96支/盒, 50盒/箱	箱
EPT 5 150 200TM	Tecan-MCA, 200µl 盒装透明滤芯吸头	96支/盒, 50盒/箱	箱
EPT 5 051 200TM	Tecan-MCA, 200µl 灭菌盒装透明吸头	96支/盒, 50盒/箱	箱
EPT 5 151 200TM	Tecan-MCA, 200µl 灭菌盒装透明滤芯吸头	96支/盒, 50盒/箱	箱

Beckman FX&NX 自动化吸头:

目录号	产品描述	包装规格	单位
APT 5 050 250H	Beckman FX&NX, 200µl 盒装透明吸头	96支/盒, 50盒/箱	箱
APT 5 150 250H	Beckman FX&NX, 200µl 盒装透明滤芯吸头	96支/盒, 50盒/箱	箱
APT 5 051 250H	Beckman FX&NX, 200µl 灭菌盒装透明吸头	96支/盒, 50盒/箱	箱
APT 5 151 250H	Beckman FX&NX, 200µl 灭菌盒装透明滤芯吸头	96支/盒, 50盒/箱	箱

Hamilton 自动化吸头:

目录号	产品描述	包装规格	单位
EPT 5 050 050H	Hamilton, 50µl 盒装黑色导电吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
EPT 5 150 050H	Hamilton, 50µl 盒装黑色导电滤芯吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
EPT 5 051 050H	Hamilton, 50µl 灭菌盒装黑色导电吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
EPT 5 151 050H	Hamilton, 50µl 灭菌盒装黑色导电滤芯吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
EPT 5 050 300H	Hamilton, 300µl 盒装黑色导电吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
EPT 5 150 300H	Hamilton, 300µl 盒装黑色导电滤芯吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
EPT 5 051 300H	Hamilton, 300µl 灭菌盒装黑色导电吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
EPT 5 151 300H	Hamilton, 300µl 灭菌盒装黑色导电滤芯吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
EPT 5 050 000H	Hamilton, 1000µl 盒装黑色导电吸头	96支/盒, 16盒/箱	箱
EPT 5 150 000H	Hamilton, 1000µl 盒装黑色导电滤芯吸头	96支/盒, 16盒/箱	箱
EPT 5 051 000H	Hamilton, 1000µl 灭菌盒装黑色导电吸头	96支/盒, 16盒/箱	箱
EPT 5 151 000H	Hamilton, 1000µl 灭菌盒装黑色导电滤芯吸头	96支/盒, 16盒/箱	箱
APT 5 050 050H	Hamilton, 50µl 盒装透明吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
APT 5 150 050H	Hamilton, 50µl 盒装透明滤芯吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
APT 5 051 050H	Hamilton, 50µl 灭菌盒装透明吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
APT 5 151 050H	Hamilton, 50µl 灭菌盒装透明滤芯吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
APT 5 050 300H	Hamilton, 300µl 盒装透明吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
APT 5 150 300H	Hamilton, 300µl 盒装透明滤芯吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
APT 5 051 300H	Hamilton, 300µl 灭菌盒装透明吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
APT 5 151 300H	Hamilton, 300µl 灭菌盒装透明滤芯吸头	96支/盒, 24盒/箱	箱
APT 5 050 000H	Hamilton, 1000µl 盒装透明吸头	96支/盒, 16盒/箱	箱
APT 5 150 000H	Hamilton, 1000µl 盒装透明滤芯吸头	96支/盒, 16盒/箱	箱
APT 5 051 000H	Hamilton, 1000µl 灭菌盒装透明吸头	96支/盒, 16盒/箱	箱
APT 5 151 000H	Hamilton, 1000µl 灭菌盒装透明滤芯吸头	96支/盒, 16盒/箱	箱



PCR 系列

PCR 单管




五洲东方 PCR 单管采用韧性较强的聚丙烯 (PP) 制作而成, 透明度高, 易于观察, 适配常用的热循环仪。

- 超薄壁且厚度均匀, 精确的热传递
- 斜边平盖设计, 开启和关闭更舒适
- 精准密封, 有效降低样本在存储中的蒸发
- 耐高温
- 无 DNase/RNase, 无热源, 无内毒素

目录号	产品描述	包装规格	单位
PCR 2 110 200	0.2ml, 平盖, 不带刻度, 未消毒	1000支/包, 10包/箱	箱
PCR 4 210 200	0.2ml, 凸盖, 不带刻度, 未消毒	1000只/袋, 30袋/箱	箱
PCR 4 110 500	0.5ml, 平盖, 不带刻度, 未消毒	1000只/袋, 30袋/箱	箱

八联管




五洲东方 PCR 八联管采用韧性较强的聚丙烯 (PP) 制作而成, 透明度高, 易于观察, 设计便于放入 8*12 格式的热循环仪中, 整套产品配合平稳, 柔软性好。

- 超薄壁且厚度均匀, 精确的热传递
- 高透光性
- 精准密封, 防止污染
- 无 DNase/RNase, 无热源, 无内毒素

目录号	产品描述	包装规格	单位
PCR 2 121 200	常规 A 款 -0.2ml PCR 八联排管 + 光学平盖, 透明	125排/包, 10包/箱	箱
PCR 2 121 200-1	常规 A 款 -0.2ml PCR 八联排管 + 光学平盖, 白色	125排/包, 10包/箱	箱
PCR 2 121 100	常规 A 款 -0.1ml PCR 八联排管 + 光学平盖, 透明	125排/包, 10包/箱	箱
PCR 2 121 100-1	常规 A 款 -0.1ml PCR 八联排管 + 光学平盖, 白色	125排/包, 10包/箱	箱
PCR 2 121 201	加强 B 款 -0.2ml PCR 八联排管 + 光学平盖, 透明	125排/包, 10包/箱	箱
PCR 2 121 101	加强 B 款 -0.1ml PCR 八联排管 + 光学平盖, 透明	125排/包, 10包/箱	箱
PCR 2 121 101-1	加强 B 款 -0.1ml PCR 八联排管 + 光学平盖, 白色	125排/包, 10包/箱	箱

96 孔板




五洲东方 PCR 96 孔板采用韧性较强的聚丙烯 (PP) 制作而成, 透明度高, 易于观察, 设计适配于 0.1ml、0.2ml 的热循环模块。

- 超薄壁且厚度均匀, 精确的热传递
- 无 DNase/RNase, 无热源, 无内毒素
- 高透光性

目录号	产品描述	包装规格	单位
PCR 2 131 200-1	0.2m 96 孔 PCR 板—无裙边, 白色	10 块 / 包, 5 包 / 箱	箱
PCR 2 131 100	0.1m 96 孔 PCR 板 - 无裙边, 透明, 不印刷	10 块 / 包, 5 包 / 箱	箱
PCR 2 131 100-1	0.1m 96 孔 PCR 板 无裙边, 白色, 不印刷	10 块 / 包, 5 包 / 箱	箱
PCR 2 140 200	0.2m 96 孔 PCR 板—半裙边, 透明, 黑色印刷	10 块 / 包, 5 包 / 箱	箱
PCR 2 130 200	0.2m 96 孔 PCR 板—无裙边, 透明, 黑色印刷	10 块 / 包, 5 包 / 箱	箱
PCR 2 141 100R	0.1ml 96 孔 PCR 板 - 半裙边, 透明 (适配罗氏 PCR 仪专用)	10 块 / 包, 5 包 / 箱	箱
PCR 2 141 100-1R	0.1ml 96 孔 PCR 板 - 半裙边, 白色 (适配罗氏 PCR 仪专用)	10 块 / 包, 5 包 / 箱	箱
PCR 2 141 100A	ABI 0.1ml 96 孔 PCR 板 - 半裙边, 透明	10 块 / 包, 5 包 / 箱	箱
PCR 2 141 200A	ABI 0.2ml 96 孔 PCR 板 - 半裙边, 透明	10 块 / 包, 5 包 / 箱	箱
PCR 2 171 000	PCR 封板膜, 压敏透明, 盒装	100 个 / 盒	箱
PCR 2 131 200-1	0.2m 96 孔 PCR 板—无裙边, 白色	10 块 / 包, 5 包 / 箱	箱
PCR 2 131 100	0.1m 96 孔 PCR 板 - 无裙边, 透明, 不印刷	10 块 / 包, 5 包 / 箱	箱
PCR 2 131 100-1	0.1m 96 孔 PCR 板 无裙边, 白色, 不印刷	10 块 / 包, 5 包 / 箱	箱
PCR 2 140 200	0.2m 96 孔 PCR 板—半裙边, 透明, 黑色印刷	10 块 / 包, 5 包 / 箱	箱


酶标板





五洲东方酶标板是专为酶联免疫吸附试验设计, 符合 ANSI SBS 标准, 适用于用户建立在酶联免疫吸附试验和试剂盒生产时的各种可能的需要, 可根据抗原、抗体的性质和特点进行优化选择。

- 较高的信噪比
- 有不可拆卸和可拆卸两种选择
- 具有较高的蛋白吸附能力
- 反应孔均为平底, 批间稳定性好

目录号	产品描述	包装规格	单位
PCR 2 190 000	酶标板, 透明, 不可拆卸	5 块 / 盒, 32 盒 / 箱	箱
PCR 2 180 000-1	酶标板, 透明, 可拆卸 8 孔条, 白色框架	5 块 / 盒, 32 盒 / 箱	箱



常规离心管:



五洲东方离心管采用耐高温耐高压高质量聚丙烯 (PP) 制作而成, 管盖由高密度聚乙烯 (HDPE) 制作而成。

- 有凹盖和平盖两种选择
- 可承受温度范围: $-45^{\circ}\text{C} \sim 121^{\circ}\text{C}$
- 外表有清晰准确底刻度和可书写的白色区域
- 最大离心力 RCF: 8500xg
- 经过严格的渗透测试
- 无核酸酶 / 蛋白酶, 无热源 $< 0.25\text{EU/ml}$, FDA 注册

目录号	产品描述	包装规格	单位
CCT 4 811 050	50ml 直立式离心管, 平盖, 环氧乙烷灭菌	25 只 / 中封袋, 20 袋 / 箱	箱
CCT 4 911 050	50ml 直立式离心管, 凹盖, 环氧乙烷灭菌	25 只 / 中封袋, 20 袋 / 箱	箱
CCT 4 111 050	50ml 尖底离心管, 平盖, 环氧乙烷灭菌, 双色印刷	25 只 / 中封袋, 20 袋 / 箱	箱
CCT 4 211 050	50ml 尖底离心管, 凹盖, 环氧乙烷灭菌, 双色印刷	25 只 / 中封袋, 20 袋 / 箱	箱
CCT 4 111 015	15ml 尖底离心管, 平盖, 环氧乙烷灭菌, 双色印刷	50 只 / 中封袋, 10 袋 / 箱	箱
CCT 4 211 015	15ml 尖底离心管, 凹盖, 环氧乙烷灭菌, 双色印刷	50 只 / 中封袋, 10 袋 / 箱	箱


微量离心管：




五洲东方一次性微量离心管采用韧性较强的聚丙烯(PP)制作而成,透明度高,便于样本观测。

- 有连体平盖和安全锁盖两种选择
- 斜边平盖设计, 开启和关闭更舒适
- 磨砂区方便标记和书写
- 管体上有清晰准确的刻度线
- 瓶盖上有可书写区域
- 精准密封, 有效降低样本在存储中的蒸发
- 无 DNase/RNase, 无热源, 无内毒素

目录号	产品描述	包装规格	单位
MCT 4 110 005	0.5ml 微量离心管带模具刻度, 未消毒, 连体平盖	1000 只/袋, 10 袋/箱	箱
MCT 4 110 015	1.5ml 微量离心管带模具刻度, 未消毒, 连体平盖	500 只/袋, 20 袋/箱	箱
MCT 4 110 020	2.0ml 微量离心管带模具刻度, 未消毒, 连体平盖	500 只/袋, 10 袋/箱	箱
MCT 4 210 005	0.5ml 微量离心管带模具刻度, 未消毒, 安全锁盖	1000 只/袋, 10 袋/箱	箱
MCT 4 210 015	1.5ml 微量离心管带模具刻度, 未消毒, 安全锁盖	500 只/袋, 20 袋/箱	箱
MCT 4 210 020	2.0ml 微量离心管带模具刻度, 未消毒, 安全锁盖	500 只/袋, 10 袋/箱	箱



细胞培养板：



五洲东方细胞培养板选用高透明度的 100% 纯聚苯乙烯 (PS) 制作而成, 使用真空等离子技术做表面亲水性处理, 均匀处理的亲水性表面在细胞培养过程中使得细胞能够迅速贴壁生长。适用于细胞和培养中初期实验条件摸索和优化等实验过程, 应用于培养蛋白定量和 MTT 检测等, 流式一般使用 6 孔, MTT 一般使用 96 孔。

- 多种规格可选: 6 孔、12 孔、24 孔、48 孔、96 孔等
- 板底厚度均匀, 孔径大小均一
- 采用电子束灭菌, 无热源, 无内毒素
- 孔盖紧密结合, 有效防止细胞培养过程中培养基的污染与蒸发
- 标识产品批号, 便于质量追溯
- 独立包装, 防潮、防湿、防水

目录号	产品描述	包装规格	单位
TCP 2 211 006	6 孔细胞培养板, 等离子处理	1 个/袋, 50 袋/箱	箱
TCP 2 211 012	12 孔细胞培养板, 等离子处理	1 个/袋, 50 袋/箱	箱
TCP 2 211 024	24 孔细胞培养板, 等离子处理	1 个/袋, 50 袋/箱	箱
TCP 2 211 048	48 孔细胞培养板, 等离子处理	1 个/袋, 50 袋/箱	箱
TCP 2 211 096	96 孔细胞培养板, 等离子处理	1 个/袋, 65 袋/箱	箱

细胞培养皿：



五洲东方细胞培养皿选用高透明度的 100% 纯聚苯乙烯 (PS) 制作而成，确保每个产品的质量。适用于植物材料、微生物培养和动物细胞的贴壁培养，也适合实验室接种、划线、分离细菌等操作。

- 多种规格可选：35mm、55mm、90mm、130mm、150mm
- 环氧乙烷灭菌，无 DNase/RNase，无热源
- 厚度均匀，无畸变，贴壁性能良好
- 镜面抛光确保高清晰度
- 90mm 培养皿设计用于全自动培养基分装系统

目录号	产品描述	包装规格	单位
TCD 4 011 140	150*15mm, 环氧乙烷灭菌, 袋装	1 只 / 袋, 110 袋 / 箱	箱
TCD 4 011 121	130*130mm, 环氧乙烷灭菌, 袋装, 方形	1 只 / 袋, 150 袋 / 箱	箱
TCD 4 011 088	90*15mm, 环氧乙烷灭菌, 袋装	10 只 / 袋, 50 袋 / 箱	箱
TCD 4 011 088-2	90*15mm, 环氧乙烷灭菌, 袋装, 双分格	10 只 / 袋, 50 袋 / 箱	箱
TCD 4 011 055	55*15mm, 环氧乙烷灭菌, 袋装	10 只 / 袋, 100 袋 / 箱	箱
TCD 4 011 036	35*15mm, 环氧乙烷灭菌, 袋装	10 只 / 袋, 300 袋 / 箱	箱


细胞培养瓶：



五洲东方细胞培养瓶选用高透明度的 100% 纯聚苯乙烯 (PS) 制作而成，使用真空等离子技术做表面亲水性处理，均匀处理的亲水性表面在细胞培养过程中使得细胞能够迅速贴壁生长。

- 多种规格可选：T25、T75、T175
- 电子束灭菌，无热源，无内毒素
- 堆叠设计不易滑落，易于叠放
- 标识产品批号，便于追溯
- 厚度均匀，无畸变
- 独特设计，瓶内无死角
- 滤膜透气盖，0.22 μ m 疏水膜，有利于气体交换防止微生物污染

目录号	产品描述	包装规格	单位
CCB 2 411 025	T25 细胞培养瓶, 25cm ² , 透气盖, 等离子处理	12 个 / 袋, 25 袋 / 箱	箱
CCB 2 411 075	T75 细胞培养瓶, 75cm ² , 透气盖, 等离子处理	5 个 / 袋, 18 袋 / 箱	箱
CCB 2 411 175	T175 细胞培养瓶, 175cm ² , 透气盖, 等离子处理	5 个 / 袋, 10 袋 / 箱	箱



血清移液管



五洲东方血清移液管采用进口优质聚苯乙烯 (PS) 制作而成，可匹配市面上大多数的移液器。此系列产品主要用于准确量取或转移一定量体积的液体，广泛应用于细胞培养、细菌学、临床、科研实验室等领域。

- 6 种规格可选：1ml、2ml、5ml、10ml、25ml、50ml
- 正反双刻度设计，便于读数
- 纸塑袋独立包装
- 辐照灭菌，无细胞毒性，无溶血性
- 聚烯烃过滤芯，防止样品污染
- 无 DNase/RNase，无热源

目录号	产品描述	包装规格	单位
CSP 2 011 001	移液管 1ml, 一次成型	50 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
CSP 2 011 002	移液管 2ml, 一次成型	50 支 / 包, 20 包 / 箱	箱
CSP 2 011 005	移液管 5ml, 一次成型	50 支 / 包, 4 包 / 箱	箱
CSP 2 011 010	移液管 10ml, 一次成型	50 支 / 包, 4 包 / 箱	箱
CSP 2 011 025	移液管 25ml, 一次成型	50 支 / 包, 4 包 / 箱	箱
CSP 2 011 050	移液管 50ml, 一次成型	25 支 / 包, 4 包 / 箱	箱

细胞冻存管



五洲东方冻存管采用高品质聚丙烯（PP）制作而成，便于细胞和组织在液氮下超低温 -196°C 长期保存。

- 提供 5 种容量规格：1.2ml、2ml、3ml、4ml、5ml
- 常规中性产品是无垫片的
- 垫片有不同颜色可选，也可根据需要选择不同的包装方式
- 采用外螺纹设计保证管内标本不受污染
- 管盖内部设置硅胶垫圈进一步增加产品的密封性
- 超厚的管壁增加产品的耐磨性
- 管体有刻度和白色可书写区域，方便实验过程的记录



目录号	产品描述	包装规格	单位
CCT 4 110 012	1.2ml, 平盖, 自立式, 外旋盖, 带刻度, 耐低温 (-196°C)	100 只 / 袋, 10 袋 / 箱	箱
CCT 4 110 020	2ml, 平盖, 自立式, 外旋盖, 带刻度, 耐低温 (-196°C)	100 只 / 袋, 10 袋 / 箱	箱
CCT 4 210 020	2ml, 平盖, 圆底式, 外旋盖, 带刻度, 耐低温 (-196°C)	100 只 / 袋, 10 袋 / 箱	箱
CCT 4 110 030	3ml, 平盖, 自立式, 外旋盖, 带刻度, 耐低温 (-196°C)	100 只 / 袋, 10 袋 / 箱	箱
CCT 4 110 040	4ml, 平盖, 自立式, 外旋盖, 带刻度, 耐低温 (-196°C)	100 只 / 袋, 10 袋 / 箱	箱
CCT 4 110 050	5ml, 平盖, 自立式, 外旋盖, 带刻度, 耐低温 (-196°C)	100 只 / 袋, 10 袋 / 箱	箱

冷冻盒




五洲东方提供高品质 PP、PC 和纸质三种材质的冷冻盒，用于冷冻样品的存储和保存，盖子和盒体有定位标识，防止在运输和存储中错位。纸质冷冻盒耐低温达 -100°C，PC 冷冻盒可在 -196°C 至 121°C 条件下正常使用，PP 冷冻盒可在 -80°C 至 121°C 条件下正常使用。

- 提供多种规格：16 孔、49 孔、64 孔、81 孔、100 孔等
- 提供 3 种材质：PP、PC、纸质
- PC 材质冷冻盒适用于 1ml 至 2ml 冷冻管在液氮冷冻下使用
- PP 材质冷冻盒适用于放置 1.5ml 或 2.0ml 微型管或冷冻管
- 纸质冷冻盒覆膜防水，可反复冻融
- 冷冻盒带有编号标识，便于快速定位样品



目录号	产品描述	包装规格	单位
CBS 4 220 081	81 孔 PP 冷冻盒, 未灭菌	5 只 / 自封袋, 30 只 / 箱	箱
CBS 4 220 100	100 孔 PP 冷冻盒, 未灭菌	5 只 / 自封袋, 30 只 / 箱	箱
CBS 4 210 081	81 孔 PC 冷冻盒, 未灭菌	单只装, 100 只 / 箱	箱
CBS 4 210 100	100 孔 PC 冷冻盒, 未灭菌	单只装, 100 只 / 箱	箱
CBS 4 210 025	25 孔 PC 冷冻盒, 未灭菌	单只装, 100 只 / 箱	箱
CBS 4 230 016	16 孔纸质冷冻盒, 15*15*12.2cm, 白色, 未灭菌	散装, 48 只 / 箱	箱
CBS 4 230 049	49 孔纸质冷冻盒, 13.4*13.4*11.5cm, 白色, 未灭菌	散装, 36 只 / 箱	箱
CBS 4 230 064	64 孔纸质冷冻盒, 13.4*13.4*5.1cm, 白色, 未灭菌	散装, 96 只 / 箱	箱
CBS 4 230 081	81 孔纸质冷冻盒, 13.4*13.4*5.1cm, 白色, 未灭菌	散装, 96 只 / 箱	箱
CBS 4 230 100	100 孔纸质冷冻盒, 13.4*13.4*5.1cm, 白色, 未灭菌	散装, 96 只 / 箱	箱
CBS 4 230 064L	64 孔纸质冷冻盒, 13.4*13.4*7.6cm, 白色, 未灭菌	散装, 48 只 / 箱	箱
CBS 4 230 081L	81 孔纸质冷冻盒, 13.4*13.4*7.6cm, 白色, 未灭菌	散装, 48 只 / 箱	箱
CBS 4 230 100L	100 孔纸质冷冻盒, 13.4*13.4*7.6cm, 白色, 未灭菌	散装, 48 只 / 箱	箱

管架子



五洲东方多功能离心管架采用高品质聚丙烯 (PP) 制作而成, 采用独特的标签和卡槽设计, 便于牢固连接和组合。

- 适合在 121°C 高压环境灭菌消毒
- 提供蓝色、绿色、玫红、黄色、橘色等多种颜色可选
- 适合放置 4 个 50ml 锥形离心管, 或 12 个 15ml 锥形离心管; 32 个 1.5ml 微量离心管, 或 32 个 0.5ml 微量离心管
- 尺寸: 174*95*52 (mm)



目录号	产品描述	包装规格	单位
CBS 4 100 000	多功能离心管架, 未灭菌	5 只 / 自封袋, 50 只 / 箱	箱

五洲东方组合型试管架采用高品质聚丙烯 (PP) 制作而成, 适用于在水浴加热中稳定使用, 便于快速安全地组装。


- 表面有数字标识, 便于快速识别样本
- 提供蓝色、红色、黄色等多种颜色可选
- 适合试管尺寸: 直径 12mm~21mm
- 可用于 121°C、20 分钟以内的高压灭菌
- 尺寸: 40 孔 (4*10) : 245*105*67 (mm)
60 孔 (5*12) : 245*105*67 (mm)
90 孔 (6*15) : 245*105*57 (mm)



目录号	产品描述	包装规格	单位
CBS 4 300 040	40 孔组合型试管架, 未灭菌	5 只 / 袋, 50 只 / 箱	箱
CBS 4 300 060	60 孔组合型试管架, 未灭菌	5 只 / 袋, 50 只 / 箱	箱
CBS 4 300 090	90 孔组合型试管架, 未灭菌	5 只 / 袋, 50 只 / 箱	箱

五洲东方可拆离心管架采用高品质聚丙烯 (PP) 制作而成, 便于快速安全地组装, 可在水浴中持久稳定地使用。


- 表面有数字标识, 便于快速识别样本
- 适配于直径 17mm 的 15ml 离心管, 和直径 28mm 的 50ml 离心管



目录号	产品描述	包装规格	单位
CBS 4 450 015	15ml/50ml 可拆离心管架, 橘色, 未灭菌	单只装, 50 只 / 箱	箱

五洲东方微量离心管架采用高品质聚丙烯 (PP) 制作而成, 便于快速安全地组装, 可在水浴中持久稳定地使用。

- 表面有数字标识, 便于快速识别样本
- 温度范围: -80°C ~121°C
- 适配于直径 1.5ml/2.0ml 微量离心管, 或 0.5ml/0.7ml 微量离心管



目录号	产品描述	包装规格	单位
CBS 4 560 060	60 孔离心管架, 蓝色, 未灭菌	5 只 / 自封袋, 50 只 / 箱	箱
CBS 4 560 096	96 孔离心管架, 蓝色, 未灭菌	5 只 / 自封袋, 50 只 / 箱	箱
CBS 4 560 080	80 孔离心管架, 蓝色, 未灭菌	5 只 / 自封袋, 50 只 / 箱	箱

五洲东方 PCR 管架采用高品质聚丙烯 (PP) 制作而成, 可放置 96 个 0.2ml 的 PCR 管, 也可放置 12 排 8 联管。

- 表面有数字标识, 便于快速识别样本
- 可以上下堆叠, 便于节省空间
- 可用于 121°C、20 分钟以内的高压灭菌
- 尺寸: 125*85*31mm




目录号	产品描述	包装规格	单位
CBS 4 600 096	96 孔 PCR 管架, 未灭菌	单只装, 50 只 / 箱	箱

细胞推杆




五洲东方细胞推杆采用高品质聚苯乙烯（PS）或者聚丙烯（PP）制作而成，确保每个产品的质量。

- 提供 3 种规格：L 型、T 型、三角形
- 光滑的表面和流线型设计确保在使用过程中降低对样品的破坏
- L 型推杆有助于使细胞均匀的分布在培养容器里
- T 型推杆确保施加的压力均匀的分布到琼脂表面
- 三角形推杆有助于提高控制方向，便于稀释和涂布
- T 型推杆和三角形推杆可用于液体在琼脂培养板上的传播和分散，以及 CFU 平板上的细菌数量计数




目录号	产品描述	包装规格	单位
CCP 4 111 001	L 型细胞推杆, 蓝色, 环氧乙烷灭菌	1/ 剥离袋	箱
CCP 4 111 005	L 型细胞推杆, 蓝色, 环氧乙烷灭菌	5/ 剥离袋, 100 袋 / 盒	箱
CCP 4 111 010	L 型细胞推杆, 蓝色, 环氧乙烷灭菌	10/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CCP 4 211 001	T 型细胞推杆, 蓝色, 环氧乙烷灭菌	1/ 剥离袋	箱
CCP 4 211 005	T 型细胞推杆, 蓝色, 环氧乙烷灭菌	5/ 剥离袋, 100 袋 / 盒	箱
CCP 4 211 010	T 型细胞推杆, 蓝色, 环氧乙烷灭菌	10/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CCP 4 311 030	三角形细胞推杆, 208*30MM, 蓝色, 环氧乙烷灭菌	10/ 包	箱
CCP 4 311 060	三角形细胞推杆, 235*60MM, 蓝色, 环氧乙烷灭菌	10/ 包	箱

接种环



五洲东方接种环适用于理想的划线与接种，而不损害表面，一次性无菌设计消除了交叉污染的风险。

- 表面圆头设计确保使用中不损伤菌落、不会切割或刺破琼脂表面
- 六角形杆部设计提升使用者紧握体验，防止使用中发生手滑现象
- 提供刚性和柔性两种规格以适用使用者不同的习惯和偏好



目录号	产品描述	包装规格	单位
CIR 4 111 001	接种环, 1ul, 刚性, 深蓝色, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CIR 4 111 010	接种环, 10ul, 刚性, 深蓝色, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CIR 4 521 001	接种环, 1ul, 柔性, 蓝色, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CIR 4 521 010	接种环, 10ul, 柔性, 蓝色, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CIR 4 111 001P	接种针, 1ul, 刚性, 深蓝色, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CIR 4 521 001P	接种针, 1ul, 柔性, 蓝色, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CIR 4 241 001	经济型接种环, 1ul, 刚性, 透明, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CIR 4 221 005	经济型接种环, 5ul, 刚性, 蓝色, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CIR 4 631 010	经济型接种环, 10ul, 刚性, 绿色, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CIR 4 651 001	经济型接种环, 1ul, 柔性, 黄色, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CIR 4 661 005	经济型接种环, 5ul, 柔性, 红色, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CIR 4 671 010	经济型接种环, 10ul, 柔性, 白色, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱

五洲东方四节接种环和接种针适用于微生物学中的接种和取样，接种环部分用于取样，接种针部分用于刺入琼脂或者带培养基的试管中以带出个体。

目录号	产品描述	包装规格	单位
CIR 4 321 010	四节接种环, 10ul, 蓝色, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱
CIR 4 381 000P	四节接种针, 橘色, 环氧乙烷灭菌	20/ 剥离袋, 50 袋 / 盒	箱



吸管





五洲东方吸管采用高品质聚乙烯 (PE) 制作而成, 确保每个产品的质量。可用于细胞试验、临床试验、克隆试验等少量液体的吸取、转移或携带等操作。

- 管壁液体流动性强, 易控性强
- 管身纤细柔软, 可弯曲, 方便出入微量或特殊容器



目录号	产品描述	包装规格	单位
CLB 4 100 001	刻度吸管, 容量为 5ml, 刻度为 1ml, 25 滴 /ml- 大肚, 散装, 未消毒	500 只 / 盒, 6 盒 / 箱	箱
CLB 4 101 001	刻度吸管, 容量为 5ml, 刻度为 1ml, 25 滴 /ml- 大肚, 单只装, 已消毒	500 只 / 箱	箱
CLB 4 105 001	刻度吸管, 容量为 5ml, 刻度为 1ml, 25 滴 /ml- 大肚, 5 只装, 已消毒	500 只 / 箱	箱
CLB 4 110 001	刻度吸管, 容量为 5ml, 刻度为 1ml, 25 滴 /ml- 大肚, 10 只装, 已消毒	1500 只 / 箱	箱
CLB 4 120 001	刻度吸管, 容量为 5ml, 刻度为 1ml, 25 滴 /ml- 大肚, 20 只装, 已消毒	1500 只 / 箱	箱
CLB 4 000 003	刻度吸管, 容量为 7ml, 刻度到 3ml, 21 滴 /ml- 大肚, 散装, 未消毒	500 只 / 盒, 6 盒 / 箱	箱
CLB 4 001 003	刻度吸管, 容量为 7ml, 刻度到 3ml, 21 滴 /ml- 大肚, 单只装, 未消毒	500 只 / 箱	箱
CLB 4 005 003	刻度吸管, 容量为 7ml, 刻度到 3ml, 21 滴 /ml- 大肚, 5 只装, 未消毒	500 只 / 箱	箱
CLB 4 010 003	刻度吸管, 容量为 7ml, 刻度到 3ml, 21 滴 /ml- 大肚, 10 只装, 未消毒	1500 只 / 箱	箱
CLB 4 020 003	刻度吸管, 容量为 7ml, 刻度到 3ml, 21 滴 /ml- 大肚, 20 只装, 未消毒	1500 只 / 箱	箱

深孔板 & 磁棒套



五洲东方深孔板 & 磁棒套兼容市面上常见的多类移液工作站, 包括锥底和圆底。

- 孔口边缘的凸起保证封膜和硅胶垫的密封性。
- 表面标识字母和数字, 便于快速定位样本
- 灭菌处理, 无 DNase/RNase, 无热源, 无 PCR 抑制剂



目录号	产品描述	包装规格	单位
DHP 5 100 022	2.2ml 方孔锥底板	5 块 / 包, 10 包 / 箱	箱
DHP 5 200 022	2.2ml 方孔圆底板	5 块 / 包, 10 包 / 箱	箱
DHP 5 900 096	96 孔磁棒套	5 块 / 包, 10 包 / 箱	箱

